

# VIM Style

ビムスタイル

弾性ソックス&ストッキング

毎日を  
活き活きと。



Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

# VIM Style

ビムスタイル

弾性ソックス&ストッキング

毎日を活き活きと。

おしゃれで機能性が高く、  
普段使いに最適な弾性ソックスです。

『ビムスタイル』は医療機器として登録されており  
末梢から中枢に向かい、漸減的に圧迫を加える作りで  
下肢の静脈/リンパ液のうっ滞を軽減または予防し、  
還流を促進します。

むくみ予防に効果があり、  
一般の方でも日常履きをして頂けるように  
おしゃれなデザインになっています。

「治療中でもおしゃれをしたい…」  
そんな思いを受けて  
誕生したブランドです。





軽く、耐久性に優れたナイロン糸を使用しています。  
速乾性もあり、運動時にも最適です。

【スタンダードスタイル】 価格: ¥3,800 (税抜) 圧迫圧: 15mmHg-20mmHg 素材: ナイロン・スパンデックス

■ パープル&グレイ



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM002-0022N-0	SD1010
・S	… VIM002-0022N-1	SD1011
・M	… VIM002-0022N-2	SD1012
・L	… VIM002-0022N-3	SD1013

■ ブラウン&ブラッシュ



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM002-0023N-0	SD1020
・S	… VIM002-0023N-1	SD1021
・M	… VIM002-0023N-2	SD1022
・L	… VIM002-0023N-3	SD1023

■ クリーム&ブラック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM009-0091N-0	SD1030
・S	… VIM009-0091N-1	SD1031
・M	… VIM009-0091N-2	SD1032
・L	… VIM009-0091N-3	SD1033

■ グレイ&ホワイト+イエローヒール



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM009-0092N-0	SD1040
・S	… VIM009-0092N-1	SD1041
・M	… VIM009-0092N-2	SD1042
・L	… VIM009-0092N-3	SD1043

■ ミント&ブラック+ターコイズヒール



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM009-0093N-0	SD1050
・S	… VIM009-0093N-1	SD1051
・M	… VIM009-0093N-2	SD1052
・L	… VIM009-0093N-3	SD1053

■ ライトブラウン&フューシャピンク



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM009-0094N-0	SD1060
・S	… VIM009-0094N-1	SD1061
・M	… VIM009-0094N-2	SD1062
・L	… VIM009-0094N-3	SD1063

■ ブラック&ブリック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM006-0061N-1	SD1071
・M	… VIM006-0061N-2	SD1072
・L	… VIM006-0061N-3	SD1073
・XL	… VIM006-0061N-4	SD1074

■ ダークチャコール&イエロー



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM006-0062N-1	SD1081
・M	… VIM006-0062N-2	SD1082
・L	… VIM006-0062N-3	SD1083
・XL	… VIM006-0062N-4	SD1084



※各サイズの詳細については、6ページ「サイズ表」をご覧ください。



プレミアムコットンを使用しており、肌当たりが優れています。  
一般の靴下に近い感覚でご使用頂けます。

【コットンスタイル】 価格: ¥3,800 (税抜) 圧迫圧: 15mmHg-20mmHg 素材: コットン・ナイロン・ゴム・スパンデックス

■ ホワイト&ブラッシュ



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM003-0031C-0	CT1010
・S	… VIM003-0031C-1	CT1011
・M	… VIM003-0031C-2	CT1012
・L	… VIM003-0031C-3	CT1013

■ パープル&チャコール



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM003-0032C-0	CT1020
・S	… VIM003-0032C-1	CT1021
・M	… VIM003-0032C-2	CT1022
・L	… VIM003-0032C-3	CT1023

■ ブラウン&ティール



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM003-0033C-0	CT1030
・S	… VIM003-0033C-1	CT1031
・M	… VIM003-0033C-2	CT1032
・L	… VIM003-0033C-3	CT1033

■ ブラック&ライトブラウン



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM010-0101C-0	CT1040
・S	… VIM010-0101C-1	CT1041
・M	… VIM010-0101C-2	CT1042
・L	… VIM010-0101C-3	CT1043

■ ブラック&ネイビー



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM007-0071C-1	CT1051
・M	… VIM007-0071C-2	CT1052
・L	… VIM007-0071C-3	CT1053
・XL	… VIM007-0071C-4	CT1054

■ ダークブラウン&ブリック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM007-0072C-1	CT1061
・M	… VIM007-0072C-2	CT1062
・L	… VIM007-0072C-3	CT1063
・XL	… VIM007-0072C-4	CT1064

■ カモフラ(迷彩) グリーン&ブラック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM016-0162C-1	CT1071
・M	… VIM016-0162C-2	CT1072
・L	… VIM016-0162C-3	CT1073
・XL	… VIM016-0162C-4	CT1074

■ ヘザーグレー&ダスティピンク



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM031-0314C-1	CT1081
・M	… VIM031-0314C-2	CT1082
・L	… VIM031-0314C-3	CT1083

■ ブラック ■ ホワイト



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM030-0301C-1	CT1091
・M	… VIM030-0301C-2	CT1092
・L	… VIM030-0301C-3	CT1093

サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	… VIM030-0303C-1	CT1101
・M	… VIM030-0303C-2	CT1102
・L	… VIM030-0303C-3	CT1103



肌触りのよい、あったかウールで寒い日も快適にお過ごしいただけます。  
足底部分にふっくらとしたクッション性をもたせています。

【ウールスタイル】 価格: ¥4,200 (税抜) 圧迫圧: 15mmHg-20mmHg 素材: ウール・ナイロン・スパンデックス

■ フェアアイル  
■ チャコール&パープル



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM011-0113W-1	WL1011
・M	VIM011-0113W-2	WL1012
・L	VIM011-0113W-3	WL1013

■ フェアアイル  
■ ネイビー&オレンジ



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM011-0111W-1	WL1021
・M	VIM011-0111W-2	WL1022
・L	VIM011-0111W-3	WL1023

■ ストライプアーガイル  
■ ブラウン&レッド



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM001-0013W-1	WL1031
・M	VIM001-0013W-2	WL1032
・L	VIM001-0013W-3	WL1033

■ ストライプアーガイル  
■ チャコールコバルト&グリーン



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM001-0012W-1	WL1041
・M	VIM001-0012W-2	WL1042
・L	VIM001-0012W-3	WL1043

■ ストレートアップアーガイル  
■ チャコール&オレンジ



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM008-0082W-1	WL1051
・M	VIM008-0082W-2	WL1052
・L	VIM008-0082W-3	WL1053

■ ストレートアップアーガイル  
■ ブラック&ブリック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM008-0081W-1	WL1061
・M	VIM008-0081W-2	WL1062
・L	VIM008-0081W-3	WL1063

■ ブラック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・S	VIM005-0052W-1	WL1071
・M	VIM005-0052W-2	WL1072
・L	VIM005-0052W-3	WL1073
・X L	VIM005-0052W-4	WL1074



※各サイズの詳細については、6ページの「サイズ表」をご覧ください。



吸湿速乾性の高い糸を使用しており、ムレにくく快適にお過ごし頂けます。  
軽快な着用感で、夏のご使用にも向いています。



【コンフォートスタイル】 価格：¥3,800 (税抜) 圧迫圧：15mmHg-20mmHg 素材：モイスターウィックポリエステル・ナイロン・スパandex

■ ブラック



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM005-0051M-0	CF1010
・S	… VIM005-0051M-1	CF1011
・M	… VIM005-0051M-2	CF1012
・L	… VIM005-0051M-3	CF1013
・XL	… VIM005-0051M-4	CF1014

■ ネイビー



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・XS	… VIM005-0053M-0	CF1020
・S	… VIM005-0053M-1	CF1021
・M	… VIM005-0053M-2	CF1022
・L	… VIM005-0053M-3	CF1023
・XL	… VIM005-0053M-4	CF1024

※各サイズの詳細については、下記の【サイズ表】をご覧ください。




ビムスタイル 弾性ソックス&ストッキング

【サイズ表】

<ハイソックス>

サイズ	足首周囲 B	ふくらはぎ周囲 C
XS	14.0~17.8 cm	25.5~35.5 cm
S	17.8~21.5 cm	28.0~38.0 cm
M	21.5~25.5 cm	30.5~40.5 cm
L	25.5~29.3 cm	33.0~43.3 cm
XL	29.3~33.0 cm	35.5~45.8 cm



締め付け過ぎないウエストバンドを使用しており、  
一日を快適に過ごせます。

【パンティストッキング】 価格: ¥6,200 (税抜) 圧迫圧: 15mmHg-20mmHg 素材: ナイロン・スパンデックス

■ **ブラック** (不透明)



サイズ	製品コード	簡易注文コード
・ S / M	… VIM012-0121T-1	PS1011
・ M / L	… VIM012-0121T-2	PS1012

■ **ブラック** (アーガイル)




サイズ	製品コード	簡易注文コード
・ S / M	… VIM012-0122T-1	PS1021
・ M / L	… VIM012-0122T-2	PS1022

※各サイズの詳細については、下記の【サイズ表】をご覧ください。



<パンティストッキング>

(身長 cm)





弾性ソックス&  
ストッキング

VIM Style ビムスタイル

一般的名称：弾性ストッキング  
販売名：ビムスタイル  
クラス分類：一般医療機器  
医療機器届出番号：13B3X10255000003

一般的名称：弾性ストッキング  
販売名：ビムスタイル パンストタイプ  
クラス分類：一般医療機器  
医療機器届出番号：13B3X10255000004

【発売元】

 Batel Plus Corporation  
株式会社 ベーテル・プラス

URL : <https://batelplus.jp> E-mail : [info@batelplus.jp](mailto:info@batelplus.jp)

〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 新宿オミビル3F  
TEL 03-6427-6157  
FAX 03-6427-6158